

---

## 販売ニュース Ar/ArKr レーザ生産終了・修理対応の御案内

---

発行責任者 : ライフサイエンスセンター 事業管理室PMK課長 田淵  
製品担当者 : ライフサイエンスセンター 営業2課課長 桑原  
ご連絡・お問い合わせ先 : 076-258-7028(ダイヤルイン)

日頃、弊社共焦点スキャナユニット CSU シリーズをご愛顧いただき、大変ありがとうございます。  
CSU シリーズとともに長年御使用いただきありがとうございました Melles Griot 社製 Ar/ArKr レーザ製品の一部分が生産終了となり、また今後完全に生産終了となる見込みであることから、弊社としての対応をご連絡いたします。

### 記

#### 1. Ar/ArKr レーザの後継機:

Ar/ArKr レーザは主に 488nm、568nm、647nm の波長で使用されてきましたが、それらの波長域をカバーする小型で使いやすく安価なダイオードレーザや DPSS レーザが現在では主流になり、弊社でもそれらをお勧めしています。

#### 2. Ar/ArKr レーザの修理:

都度メーカーに修理可能か確認する必要があります。修理不可であるリスクが高く、修理不可の際はご了解いただくようお願いいたします。

#### 3. 買い替え推奨:

現在 Ar/ArKr レーザをご使用中のお客様におかれましては、予防保全的に最新のレーザシステムに買い替えられることをお勧めします。弊社営業がご相談に乗らせていただきます。

以上